Dr. U. Paschen QM-Beratung in Medizin und Wissenschaft Anlage zur Verfahrensanweisung



Desinfektionsplan Reinigungspersonal

Letzte Änderung: 1.2.2001

Was	Womit	Wann	Wie
Händwaschen	flüssiges Handwasch- mittel aus dem Spen- der	nach Beschmutzung	gründlich waschen, nur Seife aus dem Spender benutzen mit Einmalhandtüchern abtrocknen
Hautdesin- fektion	Sterillium, Desder,an, Promanum	nach Kontakt mit infektiösem Ma- terial	ca. 3 ml Desinfektions- mittel verreiben, bis Hän- de trocken sind kein Wasser dazugeben
Mobiliar	Neutralrei- niger	eine routinemä- ßige Desinfekti- on erfolgt be- reichsbezogen	
	Incidin Ext- ra 0,5 %	nach Kontamination bzw. Anweisung	mit Desinfektionslösung getränktem Tuch wischen Lösung trocknen lassen In Patientenzimmern: gelbe Eimer/Tücher verwenden
Behandlungs- räume Mobiliar Arbeitsflä- chen incl. Küche	Incidin Ex- tra 0,5 %	täglich desinfizierende Reinigung	mit frischer Desinfektionslösung und frischem Tuch wischen Lösung trocknen lassen In den Funktionsräumen: weiße Eimer/Tücher verwenden Im Küchenbereich: blaue Eimer/Tücher verwenden
Fußboden	Neutralrei-	Routinemäßige	

Was	Womit	Wann	Wie
	niger	Desinfektion	
		bereichsbezogen	
	Incidin Ext-	nach Kontamina-	mit frischer Desinfekti-
	ra	tion bzw. Anwei-	onslösung, getränktem
	0,5 %	sung	frischen Mop oder Bezug
			wischen
			Lösung trocknen lassen-
Sanitärbe-	Neutralrei-	eine routinemä-	
reich	niger	ßige Desinfekti-	
		on erfolgt be-	
		reichsbezogen	
	Incidin Ext-	nach Kontamina-	mit frischer Desinfekti-
	ra	tion bzw. Anwei-	onslösung, getränktem
	0,5 %	sung	Tuch wischen
			-Lösung auftrocknen
			lassen-
			Im Sanitärbereich:
			rote Eimer + rote Tücher
			verwenden
Arbeitsgerät	Waschma-	täglich am Ar-	in der Waschmaschine
	schine	beitsende	waschen, trocken lagern

→Beim Umgang mit Flächen- und Instrumentendesinfektionsmitteln müssen Handschuhe getragen werden ←

 $W: Aktiv GHP \ 3.3 HYG \ 3.3.20 \ 17 \ QM \ Hygienemaß nahmen \ Reinigung spersonal 2.docx$

Hamburg, den

U. Paschen